

Suturas PTFE CYTOPLAST™

La sutura
monofilamento *suave*



PTFE grado médico 100%

Biológicamente inerte

Monofilamento

Sin adhesión bacteriana

Suave (no rígida)

Confortable para el paciente

Sin efecto memoria

Excelente manipulación y anudado

No reabsorbible


Mantiene el sitio quirúrgico totalmente cerrado




Referencia	Punta, tamaño y forma	Descripción	Medida USP declarada	Medida USP percibida	Longitud	Unidades
CS0418		19 mm, 3/8 aguja de corte reversible	2-0	3-0	45 cm	12
CS051819BK*		19 mm, 3/8, aguja de corte reversible	3-0	4-0	45 cm	12
CS0518BK*		16 mm, 3/8, aguja de corte reversible	3-0	4-0	45 cm	12
CS0528		16 mm, 3/8, aguja de corte reversible	3-0	4-0	71 cm	12
CS0618RC		16 mm, 3/8, aguja de corte reversible	4-0	5-0	45 cm	12
CS0628RC		16 mm, 3/8, aguja de corte reversible	4-0	5-0	71 cm	12
CS0618PERIO		13 mm, 1/2, aguja de punta cónica	4-0	5-0	45 cm	12
CS0618PREM		13 mm, 3/8, aguja de corte reversible Premium	4-0	5-0	45 cm	12
CS071816 NUEVA		16 mm, 3/8, aguja de corte reversible	5-0	6-0	45 cm	12
CS071813 NUEVA		13 mm, 3/8, aguja de corte reversible	5-0	6-0	45 cm	12

* **BK:** Nuevas agujas de color negro, para una mejor visualización y eliminación de destellos y reflejos

Suturas PTFE CYTOPLAST™




Nuevas agujas de acero inoxidable Serie 300, el material de referencia mundial para agujas de sutura.




Tests comparativos de las nuevas agujas Serie 300 frente a las agujas anteriores muestran un aumento substancial en cuanto a:

- Mayor fuerza de la aguja
- Mayor longitud de la superficie de corte en la punta de la aguja
- Mayor longitud de la superficie de corte a lo largo de la aguja


Longitud superficie de corte



Resistencia a la flexión



Fuerza de penetración




Cytoplast™
Sutura PTFE

Otra
Sutura PTFE



∅ x 350



∅ x 350

El complemento ideal de:

Membranas REABSORBIBLES

REABSORCIÓN LENTA:



REABSORCIÓN MEDIA:

CYTOPLAST™
RTM Collagen



Membranas NO REABSORBIBLES

CON REFUERZO DE TITANIO:

CYTOPLAST™
Titanio



SIN REFUERZO DE TITANIO:

CYTOPLAST™
TXT



OFICINA

Balmes 190, 4º
08006 Barcelona
T +34 932 380 735

MADRID

Tr. José Arcones Gil, 3
28017 Madrid
T +34 672 796 315

BARCELONA

Balmes 190, 4º
08006 Barcelona
T +34 676 476 091

PORTUGAL

rmartins@salugraftdental.com
T +351 936 655 507

