

MANGOS DE BISTURÍ

6061: MANGO MICROCIRUGÍA, SF13

Mango de bisturí quirúrgico SF13. Accesorio fino.
Mango de 3 piezas.

- *SF13 se adapta a las hojas de bisturí SM61, SM62, SM63, SM64, SM65, SM65, SM67, SM68, SM69, SP90 y SP91.*
- Caja de **1 unidad**.



907: MANGO DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE, N°7

El mango alargado fino de acero inoxidable N.º 7 se envuelve individualmente y se empaqueta en cajas de 10 unidades.


- *Nº7 funciona como accesorio N.º3 para hojas de bisturí: N.º6, 9, 10, 10A, E/11, 11, 11P, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16, 40 y SG3.*
- Caja de **10 unidades**.



909: MANGO DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE, N°9

El mango corto fino de acero inoxidable N.º 9 se envuelve individualmente y se empaqueta en cajas de 10 unidades.

- *La N°9 se adapta a las cuchillas N.º 6, 9, 10, 10A, E/11, 11, 11P, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16, 40 y SG3.*
- Caja de **10 unidades**.



923: MANGO DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE, N°B3

Con un diseño ergonómico, el mango N°B3 de acero inoxidable también se conoce como el mango "Barron", (J.N.Barron, Salisbury), con su cuerpo octogonal suave y afilado. Es muy conveniente para hacer disecciones delicadas y cortar a lo largo de líneas curvas, también es popular dentro de las disciplinas de cirugía maxilofacial, cirugía plástica y reconstructiva y cirugía periodontal. Accesorio N.º 3.



- *N°B3 se adapta a las hojas de bisturí N.º 6, 9, 10, 10A, 11, 11P, E/11, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, D/15, 15T, 16, 40 y SG3.*
- Caja de **1 unidad**.

933: MANGO DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE CON GRADUADO QUIRÚRGICO, N°3

Mangos de acero inoxidable con una medida o graduación en la parte posterior para ayudar con la formación, el marcado del correcto sitio quirúrgico y las investigaciones de lesiones por trauma. Se suministran envueltos de forma individual.



- *La N°3 funciona como accesorio N.º 3 para hojas de bisturí N.º 6, 9, 10, 10A, E/11, 11, 11P, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16, 40 y SG3.*
- Cajas de **10 unidades**.

934: MANGO DE BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE CON GRADUADO QUIRÚRGICO, N°4

Mangos de acero inoxidable con una medida o graduación en la parte posterior para ayudar con la formación, el marcado del correcto sitio quirúrgico y las investigaciones de lesiones por trauma. Se suministran envueltos de forma individual.



- *N°4 funciona como accesorio N.º 4 para hojas de bisturí N.º 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 26, 27 y 36.*
- Cajas de **10 unidades**.