



Hemostáticos

Atramat® Bonewax

Cera para huesos Atramat®



La Cera de Huesos Atramat® es una mezcla de cera de abeja obtenida del panal de abeja *Apis mellifera* Linné y palmatito de isopropilo, el cual es un disolvente con buena emulsionabilidad. Es de apariencia opaca y presenta un olor y color característico.



Principio de actuación

Una vez abierta la Cera para Huesos Atramat, deberá ser ablandada mediante el uso de una técnica aséptica, hasta lograr la consistencia deseada, la cual será aplicada a la superficie ósea según se requiera en el procedimiento quirúrgico y a la preferencia del cirujano.

La Cera para Huesos Atramat logra la hemostasia local de huesos al actuar como barrera mecánica (tapón), por ser un material no absorbible e inerte que no tiene una acción bioquímica en el organismo.

Atramat
Innovation Through Experience

Rambla dels Països Catalans 12, L1 - 6E
08800 - Vilanova y la Geltrú
Barcelona
Telf. 938 576 677
pedidos.europa@atramat.com

Distribuidor exclusivo Curamedical

Ref.	Descripción	Dimensiones	Formato
CH-2.5N	Cera para huesos	2.5g	12 uds.