



ActyColl

Collagen bio-barrier




ActyColl es la nueva línea de membranas reabsorbibles de atelocolágeno tipo I de origen equino de alta pureza para ROG y RTG.

Propiedades principales

- Grosor 0,2mm
- Atelocolágeno equino de tipo I
- Fácil de aplicar
- Tiempo de reabsorción: 2-3 meses
- Totalmente seguro y biocompatible

La membrana ActyColl participa en el proceso de cicatrización ósea *in situ* mediante su estructura de atelocolágeno altamente purificado, mejorando así la calidad del tejido y su posterior remodelación.



Referencias

ActyColl 15 x 20mm

ACM-15201	caja 1 ud
ACM-15206	caja 6 uds
ACM-152010	caja 10 uds

ActyColl 20 x 20mm

ACM-20201	caja 1 ud
ACM-20206	caja 6 uds
ACM-202010	caja 10 uds

ActyColl 20 x 30mm

ACM-20301	caja 1 ud
ACM-20306	caja 6 uds
ACM-203010	caja 10 uds

ActyColl 30 x 40mm

ACM-30401	caja 1 ud
-----------	-----------

Manipulación



Evidencia científica

