

# pro-fix™

## Sistemas de fijación



### Kits completos de fijación de membrana, tenting y hueso

Incluyen los siguientes componentes:

- 1 **Bandeja** Tecapro® esterilizable en autoclave con organizador de tornillos
- 1 **Mango** de acero inoxidable para colocación tornillos
- 1 **Transportador** cruciforme de 56 mm para uso manual
- 1 **Transportador** cruciforme de 76 mm para uso manual



**OSTEOGENICS**  
BIOMEDICAL

Además de los componentes anteriores, cada kit contiene:

#### Kit Fijación de membranas

20	tornillos fijación membrana	1,5 x 3 mm
----	-----------------------------	------------

#### Kit Tenting

4	tornillos tenting <i>3 mm cuello pulido + 4 mm porción roscada = 7 mm en total</i>	1,5 x 3 mm
---	---	------------

4	tornillos tenting <i>4 mm cuello pulido + 4 mm porción roscada = 8 mm en total</i>	1,5 x 4 mm
---	---	------------

4	tornillos tenting <i>5 mm cuello pulido + 4 mm porción roscada = 9 mm en total</i>	1,5 x 5 mm
---	---	------------

#### Kit Fijación de bloque

2	tornillos fijación bloque	1,5 x 8 mm
---	---------------------------	------------

4	tornillos fijación bloque	1,5 x 10 mm
---	---------------------------	-------------

4	tornillos fijación bloque	1,5 x 12 mm
---	---------------------------	-------------

2	tornillos fijación bloque	1,5 x 14 mm
---	---------------------------	-------------

1	fresa de inicio	1,2 mm Ø
---	-----------------	----------

#### Accesorio individual

Transportador contraángulo* cruciforme <i>Longitud distal expuesta 10mm</i>	24 mm
--	-------



**salugraft**  
DENTAL

\* Solo disponible si ya se dispone del Kit Profix

## Fijación de membranas



## Tenting

Cabezal 3,5 mm Ø proporciona suficiente superficie para prevenir perforaciones o rasgaduras en la membrana



## Fijación de bloque

Diseño cabezal especial que permite un delicado atornillado hasta la superficie del hueso sin dejar espacio entre la cabeza del tornillo y el hueso



Disponibles en 8 mm, 10 mm, 12 mm, y 14 mm

### Tornillos Fijación de membranas

**Pack tornillos fijación membrana** 1,5 x 3 mm  
5 unidades

### Tornillos Tenting

1 tornillo tenting 1,5 x 3 mm  
3 mm cuello pulido + 4 mm porción roscada = 7 mm en total

1 tornillo tenting 1,5 x 4 mm  
4 mm cuello pulido + 4 mm porción roscada = 8 mm en total

1 tornillo tenting 1,5 x 5 mm  
5 mm cuello pulido + 4 mm porción roscada = 9 mm en total

1 tornillo tenting 1,5 x 8 mm  
todo roscado

1 tornillo tenting 1,5 x 10 mm  
todo roscado

### Tornillos Fijación de bloque

1 tornillo fijación bloque 1,5 x 8 mm

1 tornillo fijación bloque 1,5 x 10 mm

1 tornillo fijación bloque 1,5 x 12 mm

1 tornillo fijación bloque 1,5 x 14 mm

#### OFICINA EN ESPAÑA

Balmes 190, 4º  
08006 Barcelona  
T +34 932 380 735

salugraft@salugraftdental.com  
www.salugraftdental.com

#### OFICINA EN PORTUGAL

Loures Business Park, En 115, Lote 10  
Sul Escritório Nº 1  
2660-515 São Julião do Tojal  
T +351 961 637 375