

HOJAS DE BISTURÍ DESECHABLES

503: HOJA DE BISTURÍ CON MANGO DESECHABLE, N°11

La N.º 11 es una hoja de bisturí triangular alargada, afilada a lo largo del borde de la hipotenusa y con una punta afilada que es perfecta para incisiones, con *mango desechable*.

- Cajas de **10 unidades**.



503: HOJA DE BISTURÍ CON MANGO DESECHABLE, N°12

La N.º 12 es una hoja de bisturí pequeña, puntiaguda en forma de media luna, afilada a lo largo del filo interior de la curva. A veces se utiliza como cortador de sutura pero también para cortes de la mucosa.

También se utilizan en cirugía dental para elevar colgajos y para extraer el exceso de resina compuesta polimerizada en la región facial e interproximal del diente durante los procedimientos de restauración. Con *mango desechable*.

- Cajas de **10 unidades**.



503: HOJA DE BISTURÍ CON MANGO DESECHABLE, N°15

La hoja de bisturí N.º 15 tiene un pequeño filo cortante curvado y es la hoja de bisturí con la forma más popular, perfecta para realizar incisiones cortas y precisas. Con *mango desechable*.

- Cajas de **10 unidades**.



503: HOJA DE BISTURÍ CON MANGO DESECHABLE, N°15C

Con un filo más largo y más extendido que la hoja de bisturí N.º 15 tradicional, la 15C ofrece un mayor alcance al dentista que lleva a cabo procedimientos periodontales. Con *mango desechable*.

- Cajas de **10 unidades**.

